

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: **Omni clean and polish repair**
REF: 14236

Verwendung der Zubereitung: Für schonende Reinigung und Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen mit Hydroxylapatit (0,5%) und Minz-Geschmack.

Angaben zum Hersteller/Lieferant

Alfred Becht GmbH
Postfach 1145, D-77601 Offenburg
Carl-Zeiss-Str. 16, D-77656 Offenburg
Telefon: 0781 / 60586-0 Telefax: 0781 / 60586-40
eMail: klug@becht-online.de
Notrufnummer: 0781 / 60586-0 8:00-16:30 Uhr

Händler:

OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau
T +49 (6106) 874 – 0
F +49 (6106) 874-265
www.omnident.de

2. Mögliche Gefahren

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:

<u>Komponente</u>	<u>CAS-Nummer</u>
Methylparaben	99-76-3
Fettsäureamidoalkylbetain (Tensid)	01-2119488533-20-0000
Minzaroma	n. a.
Hydroxylapatit	1306-06-5

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

4. Erste Hilfe Maßnahmen

nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel: Trockenlöschmittel, Carbondioxyd oder Wasser

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenschutzmaßnahmen: Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Reinigungsmaßnahmen: mit Papier aufwischen und mit heißem Wasser nachwischen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: keine weiteren Anforderungen
Verbraucherverpackung: Plastiktube

Lagerung: Lagerung über + 25° C und unter 0° C vermeiden

Verpackungsmaterialien: Plastik- oder Aluminiumbehälter

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung: bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine

Atemschutz:	entfällt
Handschutz:	Schutzhandschuhe empfohlen
Augenschutz:	Schutzbrille empfohlen
Körperschutz:	entfällt
Allgemeines:	keine

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Paste mit hoher Viskosität
Farbe:	weiß
Geruch:	nach Pfefferminze

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

pH-Wert:	6,0 – 7,0 (10%)
Phasenänderungen:	
Schmelztemperatur:	n.a.
Siedetemperatur:	n.a.
Zündtemperatur:	n.a.
Flammpunkt:	n.a.
Explosionsgrenzen:	
untere	n.a.
obere	n.a.
Dampfdruck:	n.a.
Dichte:	1,26 g/ml
Löslichkeit:	Suspension in Wasser

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: unter normalen Lagerungsbedingungen bis zu 4 Jahren keine Zersetzung

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	k.D.v.
Weitere toxikologische Hinweise:	k.D.v.

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise:	k.D.v.
Biologischer Abbau:	k.D.v.
Ökotoxische Wirkung:	k.D.v.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produkts:
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Entsorgung verunreinigter Verpackung:
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

14. Angaben zum Transport

Transport / weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der ARD/RID und

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

IMDG/GGV-See und IATA-DGR

15. Besondere Vorschriften

Klassifizierung als Medizinprodukt, Klasse I Regel 5, UMDNS-Nr. 16-699

16. Sonstige Angaben

Produkt darf nur von geschultem Fachpersonal im Bereich der zahnmedizinischen Behandlung angewendet werden.

n.a. = nicht anwendbar

CPB = chemische-physikalische Behandlung

SAD = Sonderabfalldeponie

HMD = Hausmüll-Deponie

k.P. = keine Prüfung

k.D.v. = keine Daten vorhanden

SAV = Sonderabfallverbrennung

HMV = Hausmüll-Verbrennung

* = Änderungen / Ergänzungen

gegenüber letzten Version

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger in eigener Verantwortung zu beachten.